



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.695.700
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 50 unidades/bolsa Minigrip

### Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

### Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente de reacción SafeSeal, 2 ml, PP, PCR**  
**Performance Tested, DNA Low Binding**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	800
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	200
unidades / caja	800
unidades / pallet	62400
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	1.56 kg
EAN de la caja interna	4038917350099
EAN de la caja	4038917350082

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-16

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**