



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.698.200
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	330000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	2.3 kg
EAN de la caja interna	4038917118118
EAN de la caja	4038917015875

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

