



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.699
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón estándar, cierre adjunto, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapa con bisagras
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	320000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	2.83 kg
EAN de la caja interna	4038917083515
EAN de la caja	4038917002431

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

