



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.701.201
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 5 ml, material: PP, transparente, tapón: neutro, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, Biosphere® plus, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	60 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente de reacción SafeSeal, 5 ml, PP,**  
**Biosphere® plus**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	25
unidades / caja	50
unidades / pallet	7200
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	126 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	0.51 kg
EAN de la caja interna	4038917920506
EAN de la caja	4038917920513

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**