



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.701.700
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 5 ml, material: PP, transparente, tapón: neutro, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	60 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente de reacción SafeSeal, 5 ml, PP, PCR**  
**Performance Tested, DNA Low Binding**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	200
unidades / pallet	15600
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	97 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	1.12 kg
EAN de la caja interna	4038917905992
EAN de la caja	4038917906005

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**