



Descripción del artículo

Número de pedido	72.704.700
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 50 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	30000 x g

Dimensiones

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1200
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	300
unidades / caja	1200
unidades / pallet	93600
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	1.28 kg
EAN de la caja interna	4038917350037
EAN de la caja	4038917350020

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

