




Especificaciones del producto

**Bandeja de trabajo PCR, PC, dimensión modular:
12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1
ml y 0,2 ml**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	95.987.002
Descripción del artículo	Bandeja de trabajo PCR, material: PC, transparente, dimensión modular: 12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml
Formato	12 x 8

Dimensiones

Ancho del producto	79 mm
Longitud del producto	115 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**Bandeja de trabajo PCR, PC, dimensión modular:
12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1
ml y 0,2 ml**

Página 2

Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	32400
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0106 kg
Peso de la caja	1.25 kg
EAN de la caja interna	4038917124157
EAN de la caja	4038917019118

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT