



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.988
Descripción del artículo	Estación base, material: PC, transparente, (LxAnxAl): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adecuada para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml, 5 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para	bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml
---------------	--

### **Dimensiones**

Ancho del producto	85.5 mm
Altura del producto	30.4 mm
Longitud del producto	128 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Policarbonato (PC)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 5  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 5  
unidades / caja 75  
unidades / pallet 3600  
Profundidad de la caja 598 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 145 mm  
Volumen de la caja 0.0345 cbm  
Peso del producto 0.0302 kg  
Peso de la caja 2.83 kg  
EAN de la caja interna 4038917084864  
EAN de la caja 4038917003636

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

