



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 95.988.004  
Descripción del artículo Estación base, material: PC, amarillo, (LxAnxAI): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adecuada para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml, 5 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml

### **Dimensiones**

Ancho del producto 85.5 mm  
Altura del producto 30.4 mm  
Longitud del producto 128 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

Material del producto Policarbonato (PC)  
Color del producto amarillo

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 5  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 5  
unidades / caja 75  
unidades / pallet 3600  
Profundidad de la caja 598 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 145 mm  
Volumen de la caja 0.0345 cbm  
Peso del producto 0.0302 kg  
Peso de la caja 2.83 kg  
EAN de la caja interna 4038917124195  
EAN de la caja 4038917019156

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

