



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 95.1992 |
| Descripción del artículo | Lámina PCR, para placas PCR (ref. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & tiras para PCR (ref. 72.985.002/.092/.992), libre DNasa/RNasa, transparente, apto para qPCR, autoadhesivo, campo de aplicación: -80 - 120 °C, 100 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|----------------------|---|
| Tipo de cierre | lámina |
| Protección de la luz | no |
| Indicado para | placas PCR (ref. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & tiras para PCR (ref. 72.985.002/.092/.992) |
| Indicado para qPCR | sí |
| Temperatura mínima | -80 °C |
| Temperatura máxima | 120 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza libre DNasa/RNasa

Con lotes sí

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 5000 |
| unidades / pallet | 90000 |
| Profundidad caja interior | 90 mm |
| Ancho de la caja interior | 46 mm |
| Altura de la caja interior | 170 mm |
| Profundidad de la caja | 380 mm |
| Ancho de la caja | 380 mm |
| Altura de la caja | 380 mm |
| Volumen de la caja | 0.0549 cbm |
| Peso del producto | 0.0036 kg |
| Peso de la caja | 20 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917940078 |
| EAN de la caja | 4038917940085 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

