



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1994
Descripción del artículo	Lámina PCR, libre DNasa/RNasa, material: PO, transparente, apto para qPCR, autoadhesivo, campo de aplicación: -70 - 110 °C, capacidad de adhesión elevada, alta resistencia química, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-70 °C
Temperatura máxima	110 °C

### **Dimensiones**

Ancho del producto	79 mm
Longitud del producto	141 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliolefina (PO)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 100  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 1200  
unidades / pallet 288000  
Volumen de la caja 0.0052 cbm  
Peso del producto 0.002 kg  
Peso de la caja 2.72 kg  
EAN de la caja interna 4038917088114  
EAN de la caja 4038917044301

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

