



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1995
Descripción del artículo	Lámina aluminio, libre DNasa/RNasa, material: Aluminio, Aluminio, autoadhesivo, perforable, campo de aplicación: -70 - 110 °C, perforable, protección contra la luz para muestras, alta resistencia química, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	sí
Indicado para qPCR	no
Temperatura mínima	-70 °C
Temperatura máxima	110 °C

Dimensiones

Ancho del producto	79 mm
Longitud del producto	141 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Aluminio
Color del producto Aluminio

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1200
unidades / pallet 288000
Volumen de la caja 0.0052 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 3.43 kg
EAN de la caja interna 4038917088121
EAN de la caja 4038917044295

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

