



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1999
Descripción del artículo	Lámina qPCR, libre DNasa/RNasa, material: PO, altamente transparente, apto para qPCR, adhesivo encapsulado, campo de aplicación: -70 - 100 °C, adhesivo sensible a la temperatura, tasas de evaporación mínimas, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-70 °C
Temperatura máxima	100 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Ancho del producto 77 mm
Longitud del producto 140 mm

Material y colores

Material del producto Poliolefina (PO)
Color del producto altamente transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1600
unidades / pallet 192000
Profundidad de la caja 173 mm
Ancho de la caja 135 mm
Altura de la caja 283 mm
Volumen de la caja 0.0066 cbm
Peso del producto 0.0021 kg
Peso de la caja 3.92 kg
EAN de la caja interna 4038917303590
EAN de la caja 4038917388238

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

