



Especificaciones del producto
Placa PCR margen completo, 96 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR
Performance Tested, PP

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 72.1980 |
| Descripción del artículo | Placa PCR margen completo, 96 pocillo, transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unidades/bolsa Minigrip |

Características del producto

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Indicado para qPCR | sí |
| Forma del fondo | cónico |
| Forma del borde de la placa | margen completo |
| Perfil alto o bajo | Perfil bajo |
| Número de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo | 5 µl - 0,1 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 3000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 22 |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Placa PCR margen completo, 96 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR
Performance Tested, PP

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------|----------|
| Volumen nominal | 0.1 ml |
| Volumen máx. | 100 µl |
| Diámetro | 5.5 mm |
| Ancho del producto | 85.5 mm |
| Altura del producto | 15.5 mm |
| Longitud del producto | 127.8 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|----------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| Tipo de embalaje | bolsa Minigrip |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 100 |
| unidades / pallet | 5600 |
| Profundidad caja interior | 270 mm |
| Ancho de la caja interior | 230 mm |
| Altura de la caja interior | 131 mm |
| Profundidad de la caja | 282 mm |
| Ancho de la caja | 280 mm |
| Altura de la caja | 247 mm |
| Volumen de la caja | 0.0195 cbm |
| Peso del producto | 0.0172 kg |
| Peso de la caja | 2.34 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917573191 |
| EAN de la caja | 4038917573184 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT