



Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, mix de colores, PP, tapón
plano



Descripción del artículo

Número de pedido 72.735.992
Descripción del artículo Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, rojo/verde/amarillo/azul/violeta/naranja, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, por color 500 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación sí
Tapón tapón plano
Tipo de cierre tapón a presión
Indicado para qPCR no
Forma del fondo cónico
Perfil alto o bajo Perfil alto
Número de pocillos 1
Volumen de trabajo 25 µl - 0,5 ml
Centrifugación máx (ACR) 8000 x g
Temperatura de centrifugación 22
Tiempo de centrifugación 5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, mix de colores, PP, tapón
plano

Página 2

Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Volumen nominal 0.5 ml
Volumen máx. 500 µl
Diámetro 7.9 mm
Ancho del producto 10 mm
Altura del producto 29.5 mm
Longitud del producto 30.9 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto mix de colores

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3000
Tipo de embalaje bolsa Minigrip
unidades / caja interna 3000
unidades / caja 3000
unidades / pallet 198000
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 323 mm
Altura de la caja 155 mm
Volumen de la caja 0.0214 cbm
Peso del producto 0.0004 kg
Peso de la caja 1.67 kg
EAN de la caja interna 4038917120067
EAN de la caja 4038917017053

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT