



Descripción del artículo

Número de pedido	72.985.092
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, hasta 200 µl, Perfil alto, PCR Performance Tested, blanco, material: PP, sin cierre, optimizadas para qPCR, 120 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	8
Volumen de trabajo	10 µl - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	5.4 mm
Ancho del producto	8.1 mm
Altura del producto	20.7 mm
Longitud del producto	70.9 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	120
unidades / caja	480
unidades / pallet	155520
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	0.67 kg
EAN de la caja interna	4038917374026
EAN de la caja	4038917374019

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

