



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.991.103
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, hasta 100 µl, Perfil bajo, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tapón plano, cierre adjunto, apto para qPCR, 12 unidades/bolsa Minigrip

### Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	8
Volumen de trabajo	5 µl - 0,1 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	0.1 ml
Volumen máx.	100 µl
Diámetro	6.26 mm
Ancho del producto	10.6 mm
Altura del producto	15.4 mm
Longitud del producto	71.6 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	120
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	120
unidades / caja	1200
unidades / pallet	43200
Profundidad de la caja	305 mm
Ancho de la caja	279 mm
Altura de la caja	305 mm
Volumen de la caja	0.026 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	2.2 kg
EAN de la caja interna	4038917231688
EAN de la caja	4038917231671

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

