



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 72.994.992   |
| Descripción del artículo | Tira 8 recipientes PCR, Perfil alto, PCR Performance Tested, rojo/verde/azul/violeta/amarillo, material: PP, tapón redondo, cierre adjunto, 120 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Graduación         | no              |
| Tapón              | tapón redondo   |
| Tipo de cierre     | tapón a presión |
| Forma del fondo    | cónico          |
| Perfil alto o bajo | Perfil alto     |
| Número de pocillos | 8               |

### **Dimensiones**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Volumen nominal | 0.2 ml |
|-----------------|--------|

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto mix de colores

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza PCR Performance Tested  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1200  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 120  
unidades / caja 1200  
unidades / pallet 1200  
Volumen de la caja 0.0299 cbm  
Peso del producto 0.0031 kg  
Peso de la caja 4.3 kg  
EAN de la caja interna 4038917124331  
EAN de la caja 4038917080743

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

