



**Especificaciones del producto**  
**Caja de almacenamiento, tapa superior encajada,  
cartón, dimensión modular: 7 x 7, para 49  
recipientes**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 95.64.950  
Descripción del artículo Caja de almacenamiento, tapa superior encajada, material: cartón, blanco, dimensión modular: 7 x 7, para 49 recipientes, adecuada para tubos Ø 16-17 mm

**Características del producto**

Tipo de cierre tapa superior encajada  
Indicado para tubos Ø 16-17 mm  
Capacidad de almacenamiento 49  
Formato 7 x 7

**Dimensiones**

Ancho del producto 135 mm  
Altura del producto 87 mm  
Longitud del producto 135 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Caja de almacenamiento, tapa superior encajada,**  
**cartón, dimensión modular: 7 x 7, para 49**  
**recipientes**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	cartón
Color del producto	blanco
Material de cierre	cartón
Color del cierre	blanco

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	60
unidades / caja interna	1
unidades / caja	60
unidades / pallet	960
Volumen de la caja	0.1134 cbm
Peso del producto	0.1373 kg
Peso de la caja	8.27 kg
EAN de la caja interna	4038917319607
EAN de la caja	4038917319591

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**