



Descripción del artículo

Número de pedido	95.64.998
Descripción del artículo	Caja de almacenamiento, tapa superior encajada, material: cartón, blanco

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Tipo de cierre	tapa superior encajada

Dimensiones

Ancho del producto	135 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	135 mm

Material y colores

Material del producto	cartón
Color del producto	blanco
Material de cierre	cartón
Color del cierre	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	10
unidades / caja interna	10
unidades / caja	120
unidades / pallet	2160
Volumen de la caja	0.1134 cbm
Peso del producto	0.065 kg
Peso de la caja	7.86 kg
EAN de la caja interna	4038917246927
EAN de la caja	4038917246910

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

