




Descripción del artículo

Número de pedido	93.1097.100
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 10 x 2, (LxAnxAl): 257 x 74 x 55 mm, para 20 recipientes, adecuada para Tubos, todas las S-Monovette® -Ø, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	Tubos, todas las S-Monovette® -Ø
Capacidad de almacenamiento	20
Formato	10 x 2
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	74 mm
Altura del producto	55 mm
Longitud del producto	257 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	30
unidades / pallet	900
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.2191 kg
Peso de la caja	7.27 kg
EAN de la caja interna	4038917125512
EAN de la caja	4038917020121

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

