



Descripción del artículo

Número de pedido	93.1102.001
Descripción del artículo	Cubierta, material: PC, marrón, (LxAnxAI): 256 x 62 x 72 mm, adecuada para gradilla n.º 93.1097.100, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	gradilla n.º 93.1097.100
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	62 mm
Altura del producto	72 mm
Longitud del producto	256 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto marrón

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1
unidades / caja 30
unidades / pallet 1080
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.1286 kg
Peso de la caja 4.61 kg
EAN de la caja interna 4038917125529
EAN de la caja 4038917020138

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

