



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 93.1707   |
| Descripción del artículo | Gradilla, material: PP, azul, dimensión modular: 6 x 3, (LxAnxAI): 295 x 114 x 65 mm, para 18 recipientes, adecuada para tubos de centrífuga de 50 ml, 1 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Indicado para               | tubos de centrífuga de 50 ml |
| Capacidad de almacenamiento | 18                           |
| Formato                     | 6 x 3                        |
| Autoclavable (máx. °C)      | 121 °C                       |

### **Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 114 mm |
| Altura del producto   | 65 mm  |
| Longitud del producto | 295 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto azul

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 10  
unidades / pallet 540  
Profundidad de la caja 125 mm  
Ancho de la caja 75 mm  
Altura de la caja 300 mm  
Volumen de la caja 0.0028 cbm  
Peso del producto 0.2298 kg  
Peso de la caja 2.81 kg  
EAN de la caja interna 4038917347501  
EAN de la caja 4038917347495

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

