



Descripción del artículo

Número de pedido	93.837
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 12 x 4, (LxAnxAI): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adecuada para recipientes de reacción 1,5 ml, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	recipientes de reacción 1,5 ml
Capacidad de almacenamiento	48
Formato	12 x 4
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	90 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	257 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Gradilla, PC, dimensión modular: 12 x 4,
adecuada para recipientes de reacción 1,5 ml

Página 2

Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 40
unidades / pallet 1200
Profundidad caja interior 92 mm
Ancho de la caja interior 42 mm
Altura de la caja interior 259 mm
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 340 mm
Volumen de la caja 0.0539 cbm
Peso del producto 0.2346 kg
Peso de la caja 11.12 kg
EAN de la caja interna 4038917084345
EAN de la caja 4038917003209

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT