



Descripción del artículo

Número de pedido	93.838.013
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 12 x 4, (LxAnxAl): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adecuada para Tubos, S-Monovette® 13 mm Ø, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	Tubos, S-Monovette® 13 mm Ø
Capacidad de almacenamiento	48
Formato	12 x 4
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	90 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	257 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	40
unidades / pallet	1200
Profundidad caja interior	92 mm
Ancho de la caja interior	42 mm
Altura de la caja interior	259 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.2138 kg
Peso de la caja	10.29 kg
EAN de la caja interna	4038917121699
EAN de la caja	4038917017947

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

