



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.844.100
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 10 x 2, (LxAnxAl): 257 x 62 x 55 mm, para 20 recipientes, adecuada para Tubos, todas las S-Monovette® -Ø, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para	Tubos, todas las S-Monovette® -Ø
Capacidad de almacenamiento	20
Formato	10 x 2
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Ancho del producto	62 mm
Altura del producto	55 mm
Longitud del producto	257 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Policarbonato (PC)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 42  
unidades / pallet 1260  
Profundidad caja interior 65 mm  
Ancho de la caja interior 58 mm  
Altura de la caja interior 260 mm  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 340 mm  
Volumen de la caja 0.0539 cbm  
Peso del producto 0.1907 kg  
Peso de la caja 10.14 kg  
EAN de la caja interna 4038917121712  
EAN de la caja 4038917017961

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

