



Descripción del artículo

Número de pedido	93.848.100
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 10 x 2, (LxAnxAl): 257 x 62 x 40 mm, para 20 recipientes, adecuada para microtubo roscado, 1 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Indicado para	microtubo roscado
Capacidad de almacenamiento	20
Formato	10 x 2
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	62 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	257 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	60
unidades / pallet	1800
Profundidad caja interior	65 mm
Ancho de la caja interior	43 mm
Altura de la caja interior	260 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.1773 kg
Peso de la caja	12.43 kg
EAN de la caja interna	4038917121736
EAN de la caja	4038917017985

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

