




Descripción del artículo

Número de pedido	93.870
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 6 x 3, (LxAnxAl): 137 x 70 x 40 mm, para 18 recipientes, adecuada para recipientes de reacción de 2 ml, Microvette®, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	recipientes de reacción de 2 ml, Microvette®
Capacidad de almacenamiento	18
Formato	6 x 3
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	70 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	137 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	36
unidades / pallet	2376
Profundidad caja interior	72 mm
Ancho de la caja interior	42 mm
Altura de la caja interior	138 mm
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.1061 kg
Peso de la caja	4.88 kg
EAN de la caja interna	4038917084468
EAN de la caja	4038917003278

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

