



Descripción del artículo

Número de pedido	95.64.213
Descripción del artículo	Gradilla, material: poliestireno expandido, blanco, dimensión modular: 20 x 5, (LxAnxAI): 336 x 89 x 49 mm, para 100 recipientes, adecuada para tubos Ø 13 mm, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	tubos Ø 13 mm
Capacidad de almacenamiento	100
Formato	20 x 5

Dimensiones

Ancho del producto	89 mm
Altura del producto	49 mm
Longitud del producto	336 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	poliestireno expandido
Color del producto	blanco
Material de cierre	poliestireno expandido
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	35
unidades / pallet	700
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.0654 cbm
Peso del producto	0.03 kg
Peso de la caja	1.75 kg
EAN de la caja interna	4038917095563
EAN de la caja	4038917030809

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

