



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.64.253
Descripción del artículo	Gradilla, tapa incluido, material: poliestireno expandido, blanco, dimensión modular: 5 x 4, (LxAnxAI): 100 x 85 x 65 mm, para 20 recipientes, adecuada para tubos Ø 10,8 mm, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Indicado para	tubos Ø 10,8 mm
Capacidad de almacenamiento	20
Formato	5 x 4

### **Dimensiones**

Ancho del producto	85 mm
Altura del producto	65 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	poliestireno expandido
Color del producto	blanco
Material de cierre	poliestireno expandido
Color del cierre	blanco

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	112
unidades / pallet	1792
Profundidad de la caja	498 mm
Ancho de la caja	428 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.081 cbm
Peso del producto	0.0125 kg
Peso de la caja	1.96 kg
EAN de la caja interna	4038917095600
EAN de la caja	4038917007788

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

