



Descripción del artículo

Número de pedido	92.170.390
Descripción del artículo	Maletín de transporte GS 100, para Muestreadores de aire microbiológicos, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	Muestreadores de aire microbiológicos
---------------	---------------------------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Volumen de la caja	0.0286 cbm
Peso del producto	2.7395 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Maletín de transporte GS 100, para Muestreadores
de aire microbiológicos**

Página 2

Peso de la caja	2.74 kg
EAN de la caja interna	4038917101295
EAN de la caja	4038917051590

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT