



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 90.170.310 |
| Descripción del artículo | Muestreador de gas, GS 212, incl. fuente de alimentación GN 100-240/15 V, tasa de suministro: 0,2 - 12 l/min, caudal: 1 - 9.999 l |

Características del producto

| | |
|----------------------------|------|
| Consumo de potencia en uso | 24 W |
|----------------------------|------|

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto | 410 mm |
| Longitud del producto | 220 mm |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | no |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 1 |
| unidades / pallet | 1 |
| Volumen de la caja | 0.06 cbm |
| Peso del producto | 11 kg |
| Peso de la caja | 13.24 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917101141 |
| EAN de la caja | 4038917051484 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

