



Descripción del artículo

Número de pedido	65.108
Descripción del artículo	Tapón a presión, blanco, adecuada para recipiente de muestras de 2 ml 73.641, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	recipiente de muestras de 2 ml 73.641

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	640000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	4.1 kg
EAN de la caja interna	4038917080866
EAN de la caja	4038917000048

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

