



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.1379.007
Descripción del artículo	Tapón, violeta, adecuada para tubos Ø 10-17 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 10-17 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	violeta

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	360000
Volumen de la caja	0.0492 cbm
Peso del producto	0 kg
Peso de la caja	5.35 kg
EAN de la caja interna	4038917128025
EAN de la caja	4038917021555

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

