



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos 82 x 13 mm**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.177.041  
Descripción del artículo Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos 82 x 13 mm,  
1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tipo de cierre tapón de rosca  
Indicado para tubos 82 x 13 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del producto rojo

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos 82 x 13 mm**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	480000
Volumen de la caja	0.0366 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	7.76 kg
EAN de la caja interna	4038917101691
EAN de la caja	4038917028233

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**