



Descripción del artículo

Número de pedido	65.177.042
Descripción del artículo	Tapón de rosca, lila, adecuada para tubos 82 x 13 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	tubos 82 x 13 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	lila

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón de rosca, lila, adecuada para tubos 82 x 13 mm

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	480000
Volumen de la caja	0.0366 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	7.76 kg
EAN de la caja interna	4038917101707
EAN de la caja	4038917028240

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT