



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.727
Descripción del artículo	Tapón, neutro, adecuada para tubos Ø 15,7 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	Tapón a presión con faldón
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 15,7 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	6.67 kg
EAN de la caja interna	4038917083751
EAN de la caja	4038917002653

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

