



Descripción del artículo

Número de pedido	65.728
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	330000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	3.76 kg
EAN de la caja interna	4038917083768
EAN de la caja	4038917028288

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

