



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos Ø 15,3 mm**

**Página 1**

**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.729.001  
Descripción del artículo Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos Ø 15,3 mm,  
1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tipo de cierre tapón de rosca  
Indicado para tubos Ø 15,3 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del producto rojo  
Color del cierre rojo

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 5000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 5000  
unidades / pallet 280000  
Profundidad de la caja 428 mm  
Ancho de la caja 383 mm  
Altura de la caja 175 mm  
Volumen de la caja 0.0287 cbm  
Peso del producto 0.001 kg  
Peso de la caja 5.39 kg  
EAN de la caja interna 4038917119184  
EAN de la caja 4038917365246

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**