



Descripción del artículo

Número de pedido	65.729.301
Descripción del artículo	Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos Ø 15,3 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	tubos Ø 15,3 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón de rosca, rojo, adecuada para tubos Ø 15,3 mm

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	240000
Volumen de la caja	0.0309 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.36 kg
EAN de la caja interna	4038917368339
EAN de la caja	4038917368322

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

