



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.790
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 23,5 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 23,5 mm

### **Dimensiones**

Diámetro	22.85 mm
Altura del producto	22.1 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø**  
**23,5 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	84000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0018 kg
Peso de la caja	4.07 kg
EAN de la caja interna	4038917084130
EAN de la caja	4038917002981

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**