



**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, violeta, adecuada para tubos Ø 15,7 mm**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.803.005  
Descripción del artículo Tapón a presión, violeta, adecuada para tubos Ø 15,7 mm,  
1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tapón tapón estándar  
Tipo de cierre tapón a presión  
Indicado para tubos Ø 15,7 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto violeta

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0396 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.12 kg
EAN de la caja interna	4038917121088
EAN de la caja	4038917017657

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

