



**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, verde, adecuada para tubos Ø 15,7 mm**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	65.803.302
Descripción del artículo	Tapón a presión, verde, adecuada para tubos Ø 15,7 mm, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 15,7 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	verde

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, verde, adecuada para tubos Ø**  
**15,7 mm**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	200000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.04 kg
EAN de la caja interna	4038917368667
EAN de la caja	4038917368650

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**