



Especificaciones del producto
Tapón a presión, violeta, adecuada para tubos Ø 15,7 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 65.803.305
Descripción del artículo Tapón a presión, violeta, adecuada para tubos Ø 15,7 mm,
1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapón a presión
Indicado para tubos Ø 15,7 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto violeta

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	200000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.04 kg
EAN de la caja interna	4038917368698
EAN de la caja	4038917368681

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

