



**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, rojo, adecuada para tubos Ø 15,7 mm**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.803.512  
Descripción del artículo Tapón a presión, rojo, adecuada para tubos Ø 15,7 mm,  
1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tapón tapón estándar  
Tipo de cierre tapón a presión  
Indicado para tubos Ø 15,7 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto rojo

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tapón a presión, rojo, adecuada para tubos Ø**  
**15,7 mm**

**Página 2**

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 5000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 1000          |
| unidades / caja         | 5000          |
| unidades / pallet       | 210000        |
| Profundidad de la caja  | 398 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 250 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0396 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0013 kg     |
| Peso de la caja         | 7.12 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917121125 |
| EAN de la caja          | 4038917017664 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**