



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.803.932
Descripción del artículo	Tapón a presión, amarillo, adecuada para tubos Ø 15,7 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 15,7 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0396 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.88 kg
EAN de la caja interna	4038917121149
EAN de la caja	4038917017671

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

