



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.804.001
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 14 mm, plano, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 14 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	420000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	6.08 kg
EAN de la caja interna	4038917121156
EAN de la caja	4038917017688

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

