



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.804.300
Descripción del artículo	Tapón a presión, transparente, adecuada para tubos Ø 14 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 14 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	200000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	7.28 kg
EAN de la caja interna	4038917368780
EAN de la caja	4038917368773

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

