



### Descripción del artículo

Número de pedido	65.806.311
Descripción del artículo	Tapón a presión, violeta, adecuada para tubos Ø 13 mm, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 13 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	violeta

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	400000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	6.99 kg
EAN de la caja interna	4038917368964
EAN de la caja	4038917368957

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

