



Descripción del artículo

Número de pedido	65.9923.392
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para recipiente de 70 ml, 120 ml

Características del producto

Indicado para	recipiente de 70 ml, 120 ml
---------------	-----------------------------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	2000
unidades / caja interna	2000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	60000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso de la caja	11 kg
EAN de la caja interna	4038917154055
EAN de la caja	4038917038126

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

